



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

RUA RIO JACUI, 854

CNPJ: 94436474/0001-24

ANEXO I - RELACAO DOS ITENS DA LICITACAO

Page 1 of 2

Licitação: 000153/20 PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
1	111.001.003	RESINA FLOWCOMPOSTA MICROHÍBRIDA RADIOPACA, DE MÉDIA VISCOSIDADE, FOTOPOLIMERIZ UN composta microhíbrida radiopaca, de média viscosidade, fotopolimerizável utilizada para restauração de preparos pouco invasivos, selante de fôssulas e fissuras, base/forramento sob restaurações diretas, preparos em túnel, forramento radiopaco de cavidade, entre outros. (embalagem com 01 seringa com 2g, 01 ponteira de aplicação)	80	
2	111.001.004	ACRÍLICO AUTO POLIMERIZANTE PARA CONFEÇÃO DE PROVISÓRIOS – PÓ - COR 66, CO-POLÍMEFR Co-polímero de acrílico para restaurações de coroas e facetas. Resina acrílica de rápida ação. (Frasco com 78 g).	8	
3	111.001.005	ACRÍLICO AUTO POLIMERIZANTE LÍQUIDO, RESINA AUTO POLIMERIZANTE DE AÇÃO RÁPIDA. PRO FR Resina auto polimerizante de ação rápida. Produto composto de acetona, ácido cianídrico e álcool metílico. Indicada para consertos e reembasamentos. (Frasco com 120 ml).	8	
4	111.001.006	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%, SABOR MENTA; - VÁLVULA TIPO PUMP; - ANTISSEPTICO 01:FR Sabor menta; - Válvula tipo pump; - Antisséptico 012%. Auxilia na eliminação dos germes causadores de placa bacteriana gengivite e mau hálito. Antisséptico para os microorganismos gram positivos e negativos e para algumas leveduras. (Frasco de 1 litro).	20	
5	111.001.007	CUNHA ELÁSTICA, POSSUEM A FUNÇÃO MECÂNICA DE ADAPTAR MATRIZES E/OU AFASTAR DENTIEMB Possuem a função mecânica de adaptar matrizes e/ou afastar dentes adjacentes agindo simultaneamente pelas faces vestibular e lingual; São indicadas para uso geral em procedimentos restauradores sendo compatíveis com todos os sistemas de matrizes. (Embalagem com 25 unidades – sortida).	40	
6	111.001.008	OBTURADOR TEMPORÁRIO, FÁCIL MANIPULAÇÃO (NÃO UTILIZA SISTEMA PÓ + LÍQUIDO), ADERE /FR Fácil manipulação (não utiliza sistema pó + líquido), adere ao instrumento e às paredes do dente tendo rápido endurecimento na temperatura bucal; Possui um selamento hermético perimetral, impedindo as infiltrações marginais; Largamente utilizado em odontologia, pela praticidade de manipulação e pela segurança que agrega; Baixíssima solubilidade aos líquidos bucais e pH neutro, sendo totalmente atóxico; - Sua formulação é isenta de eugenol e não proporciona irritação. (Frasco de 25g).	50	
7	111.001.009	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, ESTERILIZADO; POSSUI DOIS DIÂMETROS DE PONTEIRAS CX Esterilizado; Possui dois diâmetros de ponteiros e exclusiva curvatura do tubo que proporciona compatibilidade com os diversos procedimentos cirúrgicos. Descartável; Atóxico; Tubo confeccionado em PVC rígido; Ponteiros confeccionados em polietileno de alta densidade. (Caixa com 20 unidades).	80	
8	111.001.010	MATRIZ SECCIONAL PRÉ-CONTORNADA, SISTEMA DE MATRIZES PRÉ-CONTORNADAS DE FÁCIL UTUN Sistema de matrizes pré-contornadas de fácil utilização que permite a adaptação aos mais diversos contornos dentais e o restabelecimento adequado e previsível do ponto de contato em restaurações Classe II. 97 (Refil com 50 unidades).	32	
9	111.001.011	CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4% 1.100.000, INDICADA PARA ANESTESIA LOCAL, POR BLOQUEIO DE CX Indicada para anestesia local, por bloqueio de nervo ou por infiltração, em procedimentos clínicos simples e complexos. (Caixa com 50 tubetes de 1,8 ml cada).	20	
10	111.001.012	PONTA DIMANTADA 2135, AÇO INOXIDÁVEL. USADA EM ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÃO EMB Aço inoxidável. Usada em Alta Rotação. Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. São utilizadas principalmente para se conseguir paredes expulsivos e ângulos arredondados em cavidades. (Embalagem com 1 unidade).	20	
11	111.001.013	PONTA DIAMANTADA 3118, AÇO INOXIDÁVEL. USADA EM ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADA EM OPERAÇÃO EMB Aço inoxidável. Usada em Alta Rotação. Utilizada em operações rotineiras em esmalte, dentina e preparações cavitárias em geral. Permitem a confecção de bisel côncavo em esmalte nas cavidades preparadas, tanto em dentes anteriores como posteriores. São utilizadas para desgastar esmalte e dentina. (Embalagem com 1 unidade).	24	
12	111.001.014	PONTA DIAMANTADA 3195F, AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE E DUREZA. USADA EM ALTA R(EMB Aço inoxidável de alta qualidade e dureza. Usada em Alta Rotação. Função de acabamento e polimento. (Embalagem com 1 unidade).	24	
13	111.001.015	PONTA DIAMANTADA 3195FF, AÇO INOXIDÁVEL. USADA EM ALTA ROTAÇÃO. IDENTIFICADA PELA SEMB Aço Inoxidável. Usada em Alta Rotação. Identificada pela sigla FF (Granulação Extra Fina). Utilizada para desbaste preciso e delicado sobre cerâmica, materiais preciosos e todas as ligas não preciosas. Sua extremidade com formato de chama de vela delicado permite toas as manobras sobre faces livres ou proximais, em prótese ou dentística, na confecção de biséis, chanfraduras, sejam de graus, seja preparo oclusal. Também são ótimas para exercer uma ação desbastante extensiva, em superfície. (Embalagem com 1 unidade).	24	
14	111.001.016	BROCA CIRÚRGICA ZECRYA 28MM, TUNGSTÊNIO. FORMATO TRONCO-CÔNICO. USADA EM ALTA REMB Tungstênio. Formato tronco-cônico. Usada em Alta Rotação. Auxiliar em cirurgias orais. Cor prata. (Embalagem com 1 unidade).	10	
15	111.001.017	BROCA CIRÚRGICA ZECRYA 23MM, TUNGSTÊNIO. FORMATO TRONCO-CÔNICO. USADA EM ALTA R(EMB Tungstênio. Formato tronco-cônico. Usada em Alta Rotação. Auxiliar em cirurgias orais. Cor prata. (Embalagem com 1 unidade).	10	
16	111.001.018	PONTA DIAMANTADA 1012, USADA EM ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADAS PARA DETERMINAR RETENÇÃO EMB Usada em Alta Rotação. Utilizadas para determinar retenções adicionais em cavidade de classes I e V, e planificação de paredes do preparo. Indicadas para desgaste preciso e delicado sobre cerâmica, metais preciosos e todas as ligas não preciosas. Indicadas para desgaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas. Haste em aço inoxidável. Cônica Extremidade Arredondada. (Embalagem com 1 unidade).	20	
17	111.001.019	PONTA DIAMANTADA 1014, USADA EM ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADAS PARA DETERMINAR RETENÇÃO EMB Usada em Alta Rotação. Utilizadas para determinar retenções adicionais em cavidade de classes I e V, e planificação de paredes do preparo. Indicadas para desgaste preciso e delicado sobre cerâmica, metais preciosos e todas as ligas não preciosas. Indicadas para desgaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas. Haste em aço inoxidável. Cônica Extremidade Arredondada. (Embalagem com 1 unidade).	20	
18	111.001.020	PONTA DIAMANTADA 101, USADA EM ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADAS PARA DETERMINAR RETENÇÃO EMB Usada em Alta Rotação. Utilizadas para determinar retenções adicionais em cavidade de classes I e V, e planificação de paredes do preparo. Indicadas para desgaste preciso e delicado sobre cerâmica, metais preciosos e todas as ligas não preciosas. Indicadas para desgaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas. Haste em aço inoxidável. Cônica Extremidade Arredondada. (Embalagem com 1 unidade).	20	
19	111.001.021	PONTA DIAMANTADA 1014 HASTE LONGA, USADA EM ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADAS PARA DETERMINEMB Usada em Alta Rotação. Utilizadas para determinar retenções adicionais em cavidade de classes I e V, e planificação de paredes do preparo. Indicadas para desgaste preciso e delicado sobre cerâmica, metais preciosos e todas as ligas não preciosas. Indicadas para desgaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas. Haste em aço inoxidável. Cônica Extremidade Arredondada. (Embalagem com 1 unidade).	20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

RUA RIO JACUI, 854

CNPJ: 94436474/0001-24

ANEXO I - RELACAO DOS ITENS DA LICITACAO

Page 2 of 2

Licitação: **000153/20 PREGÃO ELETRÔNICO**

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
20	111.001.022	PONTA DIMANTADA 1016 HASTE LONGA,USADA EM ALTA ROTAÇÃO. UTILIZADAS PARA DETERMINEMB Usada em Alta Rotação. Utilizadas para determinar retenções adicionais em cavidade de classes I e V, e planificação de paredes do preparo. Indicadas para desgaste preciso e delicado sobre cerâmica, metais preciosos e todas as ligas não preciosas. Indicadas para desgaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas. Haste em aço inoxidável. Cônica Extremidade Arredondada. (Embalagem com 1 unidade).	20	
21	111.001.023	BROCA CARBIDE ESFÉRICA Nº 2, INDICADA PARA REMOÇÃO DE DENTINA CARIADA. DESENVOLVIEMB Indicada para remoção de dentina cariada. Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão. (Embalagem com 1 unidade).	20	
22	111.001.024	BROCA CARBIDE ESFÉRICA Nº 4, INDICADA PARA REMOÇÃO DE DENTINA CARIADA. DESENVOLVIEMB Indicada para remoção de dentina cariada. Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão. (Embalagem com 1 unidade).	20	
23	111.001.025	BROCA CARBIDE ESFÉRICA Nº 6, INDICADA PARA REMOÇÃO DE DENTINA CARIADA. DESENVOLVIEMB Indicada para remoção de dentina cariada. Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão. (Embalagem com 1 unidade).	20	
24	111.001.026	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CÔNICA CORTE CRUZADO Nº 701, POSSUI 06 LÂMINAS EM ESPIRAL IEMB Possui 06 lâminas em espiral desenhadas para uma remoção mais eficiente de resíduos. Especialmente adaptadas para trabalho na estrutura óssea devido ao ângulo de corte de suas lâminas. Carbide cônica de corte cruzado, 701, 25 mm. Alta Rotação (Fg). Indicada para procedimentos cirúrgicos orais. (Embalagem com 1 unidade).	20	
25	111.001.027	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CÔNICA CORTE CRUZADO Nº 702, POSSUI 06 LÂMINAS EM ESPIRAL IEMB Possui 06 lâminas em espiral desenhadas para uma remoção mais eficiente de resíduos. Especialmente adaptadas para trabalho na estrutura óssea devido ao ângulo de corte de suas lâminas. Carbide cônica de corte cruzado, 702, 25 mm. Alta Rotação (Fg). Indicada para procedimentos cirúrgicos orais. (Embalagem com 1 unidade).	20	
26	111.001.028	BROCA ENDO Z 21MM, INDICADA PARA O PREPARO DA CÂMERA PULPAR DURANTE A CIRURGIA D'EMB Indicada para o preparo da câmara pulpar durante a cirurgia de acesso. Usada em Alta Rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável. Contém 13% de Cromo e 0,9mm de diâmetro. Ponta inativa. Cor dourada. (Embalagem com 1 unidade).	20	